

КАТАЛОГ

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ



ОРТОМОДА®

НАСТОЯЩАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ



20 лет изготавливаем сложную, малосложную ортопедическую обувь на заказ.

Преимущества:

- Любой размер и материалы
- На сложные деформации стопы
- Работаем по ИПРа
- Сопровождение на любом этапе работы.

Сроки:

от 3 до 5 недель.



Доставка:

- по Москве и МО собственным транспортом
- в любой регион страны.

Прием врача-ортопеда дистанционно (заказ индивидуальной обуви).



ЖЕНСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

На деформации:
плоскостопие,распластанность переднего
отдела стопы, плосковальгусная стопа,

На деформации: Укорочение длины конечности (более 30см), врожденные и ампутационные дефекты ног, паралитические деформации стоп, косолапость, конская стопа, плоско-вальгусная стопа, остаточные деформации после повреждения стопы, анкилоз голеностопного сустава, лимфостаз, акромегалия, синдром диабетической стопы

6

ДЕТСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

На деформации:
плоскостопие,распластанность переднего
отдела стопы, плосковальгусная стопа,

На деформации: Укорочение длины конечности (более 30см), врожденные и ампутационные дефекты ног, паралитические деформации стоп, косолапость, конская стопа, плоско-вальгусная стопа, остаточные деформации после повреждения стопы, анкилоз голеностопного сустава, лимфостаз, акромегалия, синдром диабетической стопы

6

МУЖСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

На деформации:
плоскостопие,распластанность переднего
отдела стопы, плосковальгусная стопа,

На деформации: Укорочение длины конечности (более 30см), врожденные и ампутационные дефекты ног, паралитические деформации стоп, косолапость, конская стопа, плоско-вальгусная стопа, остаточные деформации после повреждения стопы, анкилоз голеностопного сустава, лимфостаз, акромегалия, синдром диабетической стопы



**ЖЕНСКАЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ОБУВЬ**

ОБУВЬ ПРИ ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ

Задник с мягким кантом

дарит удобство и комфорт при носке.

фиксирует пятку при ходьбе.



обс стежа

позволяет быстро надеть, снять обувь, обеспечивает надежную фиксацию.



уменьшает боли в области косточки и большого пальца.

с небольшим устойчивым каблучком правильно перераспределяет нагрузку, делая ходьбу комфортной.

придает ходьбе легкость и комфорт.

с метатарзальной подушкой корректирует и разгружает поперечный свод стопы, снижает ударную нагрузку на пятку.



Мягкий широкий носок

не сдавливает пальцы.

Увеличенная полнота

позволяет чувствовать себя максимально комфортно.

ОБУВЬ:

- x ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ С ЭЛАСТИЧНЫМИ ВСТАВКАМИ В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ СТОПЫ
- x С УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД ПЯТКУ ИЛИ ПЯТОЧНЫМ АМОРТИЗАТОРОМ
- x С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- x С ШИРОКОЙ ОКРУГЛОЙ ФОРМОЙ НОСКА
- x С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ
- x С КАБЛУКОМ 1-4 СМ

НЕТЕЛЬКИ:

- x СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ) С МЯГКОЙ ВЫКЛАДКОЙ СВОДОВ СТОПЫ
- x С МЕТАТАРЗАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ
- x ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ



x **Плосковальгусная стопа**



x **Полая стопа**



**Деформации и сгибательная контрактура
пальцев стопы**



x **Отвисающая стопа**



x **Варусная, поло-варусная стопа**



Паралитическая стопа



**Эквинусная стопа
Косолапость**

- x РАЗГРУЗКА ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН СТОПЫ
- x СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
- x СНЯТИЕ ДИСКОМФОРТА
- x УЛУЧШЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ
- x УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
- x ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- x ЗАЩИТА ДЕФОРМИРОВАННЫХ СЕГМЕНТОВ СТОПЫ
- x ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ
- x СНИЖЕНИЕ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Туфли женские ортопедические увеличенной полноты с хирургической раскрываемостью на застежке велкро. Вкладная ортопедическая стелька с метатарзальной подушкой поддерживает поперечный свод стопы и равномерно распределяет нагрузку на передний отдел стопы.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - микропористая резина, ПУ,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

При деформации «hallux valgus» 1-111 степени, молоткообразных и когтеобразных пальцев, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени.

Лимфостаз, Слоновость, Отёчность

88

Плосковальгусная стопа

Халюс вальгус

Варусная, поло-варусная стопа



ТУФЛИ ЛЕТНИЕ ЖЕНСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 8194

Туфли женские ортопедические увеличенной полноты на застежке велкро. Вкладная ортопедическая стелька с метатарзальной подушкой поддерживает поперечный свод стопы и равномерно распределяет нагрузку на передний отдел стопы. Перфорированная деталь передней части обуви обеспечивает воздухообмен.

Верх - натуральная кожа

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва, ПУ, ТПУ,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при деформации «hallux valgus» 1-111 степени, молоткообразных и когтеобразных пальцев, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени.

88

Плосковальгусная стопа

Халюс вальгус

Варусная, поло-варусная стопа



ТУФЛИ ЛЕТНИЕ ЖЕНСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 8316

Полуботинки женские на застежке велкро увеличенной полноты. Обувь имеет вкладную ортопедическую стельку с выкладкой продольного свода и метатарзальной подушкой, обеспечивающей коррекцию и разгрузку поперечного свода стопы.

Верх - натуральная кожа

Подкладка - натуральная кожа, микрофибра

Подошва - ПУ, ТПУ,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при деформации «hallux valgus» 1-111 степени, молоткообразных и когтеобразных пальцах, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени.



.) _____ **Плосковальгусная стопа**

Халюс вальгус

_____ **Варусная, поло-варусная стопа**



ПОЛУБОТИНКИ ЖЕНСКИЕ УВЕЛИЧЕННОЙ ПОЛНОТЫ 8218

Полуботинки женские на резинке увеличенной полноты. Обувь имеет вкладную ортопедическую стельку с выкладкой продольного свода и метатарзальной подушкой, обеспечивающей коррекцию и разгрузку поперечного свода стопы. Эластичная вставка на подъеме облегчают процесс обувания.

Верх - натуральная кожа

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при продольном, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени, для профилактики плоскостопия.



_____ **Плосковальгусная стопа**

Халюс вальгус

_____ **Варусная, поло-варусная стопа**



ЖЕНСКИЕ ПОЛУБОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 82561-ВП-027

Полуботинки женские на шнурках увеличенной полноты. Обувь имеет вкладную ортопедическую стельку с выкладкой продольного свода и метатарзальной подушкой, обеспечивающей коррекцию и разгрузку поперечного свода стопы.

Верх - натуральная кожа

Подкладка - натуральная кожа, микрофибра

Подошва - ПУ, ТПУ,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при вальгусной деформации большого пальца стопы - деформация «hallux valgus» 1-111 степени, молоткообразных и когтеобразных пальцев, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени.



.) _____ **Плосковальгусная стопа**

Халюс вальгус

_____ **Варусная, поло-варусная стопа**



ПОЛУБОТИНКИ ЖЕНСКИЕ УВЕЛИЧЕННОЙ ПОЛНОТЫ 8219

Полуботинки женские на резинке увеличенной полноты. Обувь имеет вкладную ортопедическую стельку с выкладкой продольного свода и метатарзальной подушкой, обеспечивающей коррекцию и разгрузку поперечного свода стопы. Эластичная вставка на подъеме облегчают процесс обувания.

Верх - натуральная кожа

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - ПУ, ТПУ,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при продольном, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени, для профилактики плоскостопия.



_____ **Плосковальгусная стопа**

Халюс вальгус

_____ **Варусная, поло-варусная стопа**



ЖЕНСКИЕ ПОЛУБОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 8236

Полуботинки женские на застежке велькро увеличенной полноты. Обувь имеет вкладную ортопедическую стельку с выкладкой продольного свода и метатарзальной подушкой, обеспечивающей коррекцию и разгрузку поперечного свода стопы.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

При деформации «hallux valgus» 1-111 степени, молоткообразных и когтеобразных пальцев,

ПОЛУБОТИНКИ ЛЕТНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 8118

88

Плосковальгусная стопа

Халюс вальгус

Варусная, поло-варусная
стопа



Конструкция колодки и особый крой позволяют избежать ощущения сдавленности и дискомфорта.

Верх - стрейч, текстиль,

Подкладка - стрейч

Подошва - микропористая резина,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при продольном, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени,

ЖЕНСКИЕ ПОЛУБОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 81124

88

Плосковальгусная стопа

Халюс вальгус

Варусная, поло-варусная
стопа



Ботинки женские на застежке велкро увеличенной полноты. Обувь идёт в комплекте с ортопедической стелькой, которую при необходимости можно заменить на индивидуальную. Модель выполнена из комбинации натуральных кож.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - байка, мех,
Подошва - формованная подошва,
Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:
При деформации «hallux valgus» 1-111 степени, молоткообразных и когтеобразных пальцах, Лимфостаз, Слоновость, Отёчность

88

Плосковальгусная стопа

Халюс вальгус

Варусная, поло-варусная стопа



БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 82415

Ботинки женские на застежке велкро увеличенной полноты. Застежка велкро позволит отрегулировать обувь под свою ногу, облегчить и ускорить процесс обувания. Обувь идёт в комплекте с ортопедической стелькой, которую при необходимости можно заменить на индивидуальную. Модель выполнена из комбинации натуральных кож.

Верх - натуральная кожа, нубук,
Подкладка - байка, шерсть,
Подошва - микропористая резина, формованная подошва,
Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:
При деформации «hallux valgus» 1-111 степени, молоткообразных и когтеобразных пальцах, Лимфостаз, Слоновость, Отёчность

888

Плосковальгусная стопа

Халюс вальгус

Варусная, поло-варусная стопа



ПОЛУСАПОГИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 82411

Обувь имеет вкладную ортопедическую стельку с выкладкой продольного свода и метатарзальной подушкой, обеспечивающей коррекцию и разгрузку поперечного свода стопы.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - натуральный мех, байка,
Подошва - формованная подошва,
Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при вальгусной деформации большого пальца стопы - деформация «hallux valgus» 1-111 степени, молоткообразных и когтеобразных пальцах, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени.

88

Плосковальгусная стопа

Халюс вальгус

Варусная, поло-варусная стопа

ЖЕНСКИЕ ПОЛУСАПОГИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 8276



Конструкция колодки и особый крой позволяют избежать ощущения сдавленности и дискомфорта.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - натуральный мех, байка,
Подошва - формованная подошва,
Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при вальгусной деформации большого пальца стопы - деформация «hallux valgus» 1-111 степени,
Когтеобразные пальцы.

88

Плосковальгусная стопа

Халюс вальгус

Варусная, поло-варусная стопа

ПОЛУСАПОГИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 82412





ОБУВЬ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

ОБУВЬ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

тромягкая обувь

широкой раскрываемостью...



ОБУВЬ:

- ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
- С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- С МЯГКИМ ВОРОТНИКОМ В ОБЛАСТИ ЗАДНИКА
- С ШИРОКОЙ КОЛОДКОЙ
- С ОТСУТСТВИЕМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ

С_ТЕЛЬКИ:

- СИЛИКОНОВЫЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Ш.Н. СТОПЫ:

- ЗАЩИЩАЮЩИЕ, КОМПЕНСИРУЮЩИЕ



• **Диабетическая стопа (1-111 степени)**

ДИАБЕТ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СТОПЫ
РЕВМАТОИДНЫЙ ПОЛИАРТРИТ
ПЯТОЧНАЯ ШПОРА



• **Лимфостаз**



• **Акромегалия**

- СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
- УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
- КОМПЕНСАЦИЯ УКРОЧЕНИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
- ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
- ФИКСАЦИЯ СТОПЫ ИЛИ ЕЕ СЕГМЕНТА В (КОРРИГИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ)

Женские тапочки ортопедические из мягкого текстильного материала на ригидной подошве. Застежка велкро позволит отрегулировать изделие под ногу и надежно зафиксировать по ноге. Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - микрофибра,

Подкладка - микрофибра,

Подошва - микропористая резина

Размерный ряд: 36-46

Медицинские показания:

Лимфостаз, Слоновость, Отечность, Начальный синдром "диабетической стопы», диабет.

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

ЖЕНСКИЕ ТАПОЧКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 8321



Женские тапочки ортопедические из мягкого текстильного материала на ригидной подошве. Застежка велкро позволит отрегулировать изделие под ногу и надежно зафиксировать по ноге. Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - микрофибра,

Подкладка - микрофибра,

Подошва - микропористая резина

Размерный ряд: 36-46

Медицинские показания:

Лимфостаз, Слоновость, Отечность, Начальный синдром "диабетической стопы», диабет.

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

ЖЕНСКИЕ ТАПОЧКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 8123



Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - натуральная кожа,
Подошва - формованная подошва, микропористая резина
Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:
Лимфостаз, Слоновость, Отёчность,

ЖЕНСКИЕ ПОЛУБОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 82400

888

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия



Женские полуботинки на шнурках. Подошва ригидная, с перекатом, стелька диабетическая, из спец. мягких амортизирующих материалов толщиной 1,2 см. Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - натуральная кожа,
Подошва - формованная подошва, микропористая резина
Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:
Лимфостаз, Слоновость, Отёчность,

ЖЕНСКИЕ ТУФЛИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 82401

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия



Ботинки ортопедические на шнурках. Подошва ригидная, с перекатом, стелька диабетическая, из спец. мягких амортизирующих материалов толщиной 1,2 см.

Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - натуральная кожа, замша

Подкладка - микрофибра, байка, шерсть,

Подошва - микропористая резина

Размерный ряд: 36-42

Медицинские показания:

Лимфостаз, Слоновость, Отёчность, Начальный синдром "диабетической стопы»,

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

82402



88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

Модель выполнена из мягкой кожи, без подноски. Подошва ригидная, с перекатом, стелька диабетическая, из спец. мягких амортизирующих материалов толщиной 1,2 см. Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - микрофибра,

Подошва - формованная подошва, ПУ, ТПУ,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Начальный синдром "диабетической стопы»,

Обувь категории комфорт

При сложной форме диабетической стопы подошва может быть на основе микропористой резины.

ЖЕНСКИЕ ПОЛУБОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

82377



88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

Модель увеличенной полноты с округлой носочной частью, выполнена из мягкой кожи, без подноски. Ортопедическая стелька и Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - микрофибра,

Подошва - формованная подошва, ПУ, ТПУ,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Начальный синдром "диабетической стопы»,

Обувь категории комфорт

При сложной форме диабетической стопы подошва может быть на основе микропористой резины.

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 82376-X-501



Модель увеличенной полноты с округлой носочной частью, выполнена из мягкой кожи, без подноски. Ортопедическая стелька и Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - микрофибра,

Подошва - микропористая резина,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

отеки нижних конечностей, лимфостаз, ожире сахарный диабет с умеренным риском синдрома диабетической стопы,

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 8209



Модель увеличенной полноты с округлой носочной частью, выполнена из мягкой кожи, без подноски.

Ортопедическая стелька и Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - микрофибра,

Подошва - микропористая резина,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

отеки нижних конечностей, лимфостаз, ожирение, сахарный диабет с умеренным риском синдрома диабетической стопы,

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 8208



Ботинки женские на застежке велкро увеличенной полноты. Застежка велкро позволит отрегулировать обувь под свою ногу, облегчить и ускорить процесс обувания. Обувь идёт в комплекте с ортопедической стелькой, которую при необходимости можно заменить на индивидуальную. Модель выполнена из комбинации натуральных кож.

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - байка, шерсть,

Подошва - микропористая резина, ПУ, ТПУ,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Лимфостаз, Слоновость, Отёчность,

Начальный синдром "диабетической стопы», диабет.

При сложной форме диабетической стопы подошва может быть на основе микропористой резины.

888

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

ПОЛУСАПОГИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 82411



Конструкция колодки и особый крой позволяют избежать ощущения сдавленности и дискомфорта.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - байка, мех,

Подошва - формованная подошва, ПУ, ТПУ,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при вальгусной деформации большого пальца стопы - деформация «hallux valgus» 1-111 степени, молоткообразных и когтеобразных пальцев, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени.

Лимфостаз.

При сложной форме диабетической стопы подошва может быть на основе микропористой резины.



Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

82415



Полусапожки на шнурках увеличенной полноты (10 К) в коричневом и черном цветах. Обувь идёт в комплекте с ортопедической стелькой, которую при необходимости можно заменить на индивидуальную.

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - байка, шерсть,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

отеки нижних конечностей, лимфостаз, ожирение, сахарный диабет с умеренным риском синдрома диабетической стопы, диабет.

При сложной форме диабетической стопы подошва может быть на основе микропористой резины.



Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

ЖЕНСКИЕ ПОЛУСАПОГИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

82413



Полусапожки с двумя молниями увеличенной полноты (10 К) в коричневом и черном цветах. Обувь идёт в комплекте с ортопедической стелькой, которую при необходимости можно заменить на индивидуальную.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральный мех, байка,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при вальгусной деформации большого пальца стопы - деформация «hallux valgus» 1-111 степени,

Лимфостаз, Слоновость, Отёчность, Когтеобразные пальцы.

При сложной форме диабетической стопы подошва может быть на основе микропористой резины.



Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

ПОЛУСАПОЖКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

82412



Мягкий кант обеспечивает комфортное и плотное прилегание к ноге. Благодаря широкой раскрываемости, эту обувь легко и просто надеть. Ортопедическая стелька и минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральный мех, байка,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Лимфостаз, Слоновость, Отёчность

При сложной форме диабетической стопы подошва может быть на основе микропористой резины.



Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

81581



Обувь имеет вкладную ортопедическую стельку с выкладкой продольного свода и метатарзальной подушкой, обеспечивающей коррекцию и разгрузку поперечного свода стопы.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - натуральный мех, байка,
Подошва - по назначению,
Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:
Лимфостаз, Слоновость, Отёчность

При сложной форме диабетической стопы подошва может быть на основе микропористой резины.



Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

ЖЕНСКИЕ ПОЛУСАПОГИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 8276



Сапоги женские увеличенной полноты на молнии. Широкая эластичная вставка адаптирует обувь под ваши объемы, позволяет избежать чувства жатия и сдавленности.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - байка, натуральный мех,
Подошва - по назначению,
Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:
Лимфостаз, Слоновость, Отёчность

При сложной форме диабетической стопы подошва может быть на основе микропористой резины.



Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

САПОГИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 81991





ДЕТСКАЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ОБУВЬ

ОБУВЬ:

- x ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
- x С ЭЛАСТИЧНЫМИ ВСТАВКАМИ
- x С МЯГКИМ ВОРОТНИКОМ В ОБЛАСТИ ЗАДНИКА
- x С ШИРОКОЙ КОЛОДКОЙ
- x С ОТСУТСТВИЕМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ

С_ТЕЛЬКИ:

- x С МЕТАТАРЗАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ
- x ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ



- x **Варусная, поло-варусная стопа**



- x **Полая стопа**



- x **Плосковальгусная стопа**

- x СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
- x УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
- x КОМПЕНСАЦИЯ УКОРОЧЕНИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
- x ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Высокие детские сандалии из натуральной кожи. Благодаря полной хирургической раскрываемости эту модель можно быстро и легко обуть на любую ножку. Специальный жёсткий задник помогает скорректировать положение стопы, удобная система застёжек велькро надёжно фиксирует его, а так же даёт возможность самообувания.

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - микропористая резина, формованная подошва,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,

САНДАЛИИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2183



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия
(Распластанность переднего отдела стопы)

Деформации и сгибательная
контрактура пальцев стопы

Специальный жёсткий задник помогает скорректировать положение стопы и удерживает её в нем. Мягкий кант делает носку изделия комфортнее. Обувь имеет формованную ортопедическую стельку, которую при необходимости можно заменить на индивидуальную.

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва, резина,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,

САНДАЛИИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2197-ХМ-003



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия
(Распластанность переднего отдела стопы)

Деформации и сгибательная
контрактура пальцев стопы

Специальный жёсткий задник помогает скорректировать положение стопы и удерживает её в нём. Мягкий кант делает носку изделия комфортнее. Шнуровка позволяет надёжно зафиксировать ботинки на ноге. Обувь имеет формованную ортопедическую стельку, которую при необходимости можно заменить на индивидуальную.

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва, резина,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия
(Распластанность переднего отдела стопы)

Деформации и сгибательная контрактура пальцев стопы

САНДАЛИИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2197



Детские кеды с широкой раскрываемостью. Формоустойчивый высокий жесткий берез охватывает пятку, голеностопный сустав и нижнюю часть голени, плотно фиксирует область голеностопа и удерживает пятку в правильном положении при любой нагрузке. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении и способствует равномерному распределению нагрузки по стопе (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - байка, натуральная кожа, текстиль,

Подошва - формованная подошва, ТПУ,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия
(Распластанность переднего отдела стопы)

Деформации и сгибательная контрактура пальцев стопы

БОТИНКИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2247



Детские кеды с широкой раскрываемостью. Формоустойчивый высокий жесткий берец охватывает пятку, голеностопный сустав и нижнюю часть голени, плотно фиксирует область голеностопа и удерживает пятку в правильном положении при любой нагрузке. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении и способствует равномерному распределению нагрузки по стопе (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - байка, натуральная кожа, текстиль,

Подошва - формованная подошва, ТПУ,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия
(Распластанность переднего отдела стопы)

Деформации и сгибательная контрактура пальцев стопы

БОТИНКИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2248



Детские кеды с широкой раскрываемостью. Формоустойчивый высокий жесткий берец охватывает пятку, голеностопный сустав и нижнюю часть голени, плотно фиксирует область голеностопа и удерживает пятку в правильном положении при любой нагрузке. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральная кожа, байка

Подошва - по назначению,

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия
(Распластанность переднего отдела стопы)

Деформации и сгибательная контрактура пальцев стопы

САНДАЛИИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2137-ХМ-003



Формоустойчивый высокий жесткий берез охватывает пятку, голеностопный сустав и нижнюю часть голени, плотно фиксирует область голеностопа и удерживает пятку в правильном положении при любой нагрузке. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении и способствует равномерному распределению нагрузки по стопе (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральная кожа, байка

Подошва - ТЭП

Размерный ряд: 36-41

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,

БОТИНКИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2138-ХМ-627



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия
(Распластанность переднего отдела стопы)

Деформации и сгибательная
контрактура пальцев стопы

Детские ботинки на застежке велкро из натуральной кожи. Мягкий кант обеспечивает комфортное и плотное прилегание к ноге. Жесткий задник плотно фиксирует пятку и удерживает ее в правильном положении. Застежки велкро ускоряют и упрощают процесс обувания. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении и при необходимости ее можно заменить на индивидуальную.

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - байка, натуральный мех,

Подошва - формованная подошва, резина,

Размерный ряд: 33-39

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,

БОТИНКИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2184



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия
(Распластанность переднего отдела стопы)

Деформации и сгибательная
контрактура пальцев стопы

Мягкий кант обеспечивает комфортное и плотное прилегание к ноге. Жесткий задник плотно фиксирует пятку и удерживает ее в правильном положении. Застёжки велькро ускоряют и упрощают процесс обувания. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении и способствует равномерному распределению нагрузки по стопе (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - байка, мех,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 33-39

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия

(Распластанность переднего отдела стопы)

Деформации и сгибательная контрактура пальцев стопы

БОТИНКИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

2130



Мягкий кант обеспечивает комфортное и плотное прилегание к ноге. Жесткий задник плотно фиксирует пятку и удерживает ее в правильном положении. Застёжки велькро ускоряют и упрощают процесс обувания. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении и способствует равномерному распределению нагрузки по стопе (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - байка, нат. мех,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 33-39

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия

(Распластанность переднего отдела стопы)

Деформации и сгибательная контрактура пальцев стопы

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

22371



Мягкий кант обеспечивает комфортное и плотное прилегание к ноге. Жесткий задник плотно фиксирует пятку и удерживает ее в правильном положении. Застёжки велкро ускоряют и упрощают процесс обувания. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении и способствует равномерному распределению нагрузки по стопе (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - байка, натуральный мех,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия

(Распластанность переднего отдела стопы)

**Деформации и сгибательная
контрактура пальцев стопы**

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

21189



Детские валенки на застежке велкро из войлока. Мягкий кант обеспечивает комфортное и плотное прилегание к ноге. Жесткий задник плотно фиксирует пятку и удерживает ее в правильном положении. Застёжки велкро ускоряют и упрощают процесс обувания. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - войлок

Подкладка - войлок, мех, байка,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст.



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия

(Распластанность переднего отдела стопы)

**Деформации и сгибательная
контрактура пальцев стопы**

ВАЛЕНКИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

41271



Мягкий кант обеспечивает комфортное и плотное прилегание к ноге. Жесткий задник плотно фиксирует пятку и удерживает ее в правильном положении. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении и способствует равномерному распределению нагрузки по стопе (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - войлок

Подкладка - войлок, мех,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст.



Продольное плоскостопие

Сочетанная форма плоскостопия

(Распластанность переднего отдела стопы)

**Деформации и сгибательная
контрактура пальцев стопы**

ВАЛЕНКИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 41171





**ДЕТСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ОБУВЬ НА ПЛОСКОСТОПИЕ,
ВАЛЬГУСНУЮ И ВАРУСНУЮ
СТОПУ**

ОБУВЬ:

- x ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ С ЭЛАСТИЧНЫМИ ВСТАВКАМИ В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ СТОПЫ
- x С УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД ПЯТКУ ИЛИ ПЯТОЧНЫМ АМОРТИЗАТОРОМ
- x С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- x С ШИРОКОЙ ОКРУГЛОЙ ФОРМОЙ НОСКА
- x С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ
- x С КАБЛУКОМ 1-4 СМ

СТЕЛКИ:

- x СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ) С МЯГКОЙ ВЫКЛАДКОЙ СВОДОВ СТОПЫ
- x С МЕТАТАРЗАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ
- x ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ



x **Плосковальгусная стопа**



x **Полая стопа**



**Деформации и сгибательная контрактура
пальцев стопы**



x **Отвисающая стопа**



x **Варусная, поло-варусная стопа**



Паралитическая стопа



**Эквинусная стопа
Косолапость**

- x РАЗГРУЗКА ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН СТОПЫ
- x СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
- x СНЯТИЕ ДИСКОМФОРТА
- x УЛУЧШЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ
- x УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
- x ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- x ЗАЩИТА ДЕФОРМИРОВАННЫХ СЕГМЕНТОВ СТОПЫ
- x ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ
- x СНИЖЕНИЕ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Благодаря полной хирургической раскрываемости эту модель можно быстро и легко обуть на любую ножку. Специальный жёсткий задник помогает скорректировать положение стопы, а удобная система застёжек надёжно фиксирует его. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - натуральная кожа, нубук

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст .

САНДАЛИИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2205



Плосковальгусная стопа

Варусная, поло-варусная стопа

Благодаря полной хирургической раскрываемости эту модель можно быстро и легко обуть на любую ножку. Специальный жёсткий задник помогает скорректировать положение стопы, а удобная система застёжек надёжно фиксирует его. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - натуральная кожа, нубук

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст .

САНДАЛИИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2205-НА-О 13



Плосковальгусная стопа

Варусная, поло-варусная стопа

Высокие детские сандалии из натуральной кожи. Благодаря полной хирургической раскрываемости эту модель можно быстро и легко обуть на любую ножку. Специальный жёсткий задник помогает скорректировать положение стопы, удобная система застёжек велкро надёжно фиксирует его, а так же даёт возможность самообувания. индивидуальную).

Верх - натуральная кожа, нубук

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - микропористая резина,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,

САНДАЛИИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2183



Плосковальгусная стопа

Варусная, поло-варусная стопа

Специальный жёсткий задник помогает скорректировать положение стопы и удерживает её в нём. Мягкий кант делает носку изделия комфортнее. Обувь имеет формованную ортопедическую стельку, которую при необходимости можно заменить на индивидуальную. Обувь имеет формованную ортопедическую стельку, которую при необходимости можно заменить на индивидуальную.

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва, микропористая резина,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст,

САНДАЛИИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2197



Плосковальгусная стопа

Варусная, поло-варусная стопа

Благодаря полной хирургической раскрываемости эту модель можно быстро и легко обуть на любую ножку. Специальный жёсткий задник помогает скорректировать положение стопы, а удобная система застёжек надёжно фиксирует его. Обувь имеет формованную ортопедическую стельку, которую при необходимости можно заменить на индивидуальную.

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - микропористая резина,

Размерный ряд: 19-41

Медицинские показания:

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст .



Плосковальгусная стопа

Варусная, поло-варусная стопа

САНДАЛИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ (ЭКЗО) 22330



Конструкция колодки и особый крой позволяют избежать ощущения сдавленности и дискомфорта.

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - натуральная кожа, байка,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Плоско-вальгусная установка стоп,

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст .



Плосковальгусная стопа

Варусная, поло-варусная стопа

БОТИНКИ ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 2152



Мягкий кант обеспечивает комфортное и плотное прилегание к ноге. Жесткий задник плотно фиксирует пятку и удерживает ее в правильном положении. Застёжки велькро ускоряют и упрощают процесс обувания. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении и способствует равномерному распределению нагрузки по стопе (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - войлок

Подкладка - войлок

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при продольном, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени, для профилактики плоскостопия.



Плосковальгусная стопа

Варусная, поло-варусная стопа

ВАЛЕНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 41171



Мягкий кант обеспечивает комфортное и плотное прилегание к ноге. Жесткий задник плотно фиксирует пятку и удерживает ее в правильном положении. Вкладная стелька поддерживает свод стопы в правильном положении и способствует равномерному распределению нагрузки по стопе (при необходимости ее можно заменить на индивидуальную).

Верх - войлок

Подкладка - войлок

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 23-32

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при продольном, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени, для профилактики плоскостопия.



Плосковальгусная стопа

Варусная, поло-варусная стопа

ВАЛЕНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 41271





ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ НА ПРОТЕЗЫ И АППАРАТЫ

ОБУВЬ:

- ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
- С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- С МЯГКИМ ВОРОТНИКОМ В ОБЛАСТИ ЗАДНИКА
- С ШИРОКОЙ КОЛОДКОЙ
- С ОТСУТСТВИЕМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ

С_ТЕЛЬКИ:

- СИЛИКОНОВЫЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ



- **Укорочение нижней конечности**



- **На протезы**



- **Стопа с ортопедическим аппаратом**

- СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
- УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
- КОМПЕНСАЦИЯ УКРОЧЕНИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
- ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Обувь при ограничении сгибательной функции стопы или на протез и аппарат, а также отрегулировать ее по полноте в пяточной части и голени.

Верх - натуральная кожа, нубук

Подкладка - текстиль, натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва, резина, ПУ, ТПУ,

Размерный ряд: 36-42

Медицинские показания:

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст.,

Ортез.



Укорочение нижней конечности

На протезы

Стопа с ортопедическим аппаратом



ПОЛУБОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 61142

Обувь при ограничении сгибательной функции стопы или на протез и аппарат, а также отрегулировать ее по полноте в пяточной части и голени.

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 36-42

Медицинские показания:

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст.,

Ортез.



Укорочение нижней конечности

На протезы

Стопа с ортопедическим аппаратом



ПОЛУБОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 61144

Обувь при ограничении сгибательной функции стопы или на протез и аппарат, а также отрегулировать ее по полноте в пяточной части и голени.

Верх - натуральная кожа, нубук

Подкладка - текстиль, КП

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 36-42

Медицинские показания:

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст.,

Ортез.

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 61139



Укорочение нижней конечности

На протезы

Стопа с ортопедическим
аппаратом



**МУЖСКАЯ ОБУВЬ
ПРИ СИНДРОМЕ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ**

ОБУВЬ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

тромягкая обувь

широкой раскрываемостью...



ОБУВЬ:

- ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
- С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- С МЯГКИМ ВОРОТНИКОМ В ОБЛАСТИ ЗАДНИКА
- С ШИРОКОЙ КОЛОДКОЙ
- С ОТСУТСТВИЕМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ

С_ТЕЛЬКИ:

- СИЛИКОНОВЫЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Ш.Н_СТОПЫ:

- ЗАЩИЩАЮЩИЕ, КОМПЕНСИРУЮЩИЕ



• **Диабетическая стопа (1-111 степени)**

ДИАБЕТ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СТОПЫ
РЕВМАТОИДНЫЙ ПОЛИАРТРИТ
ПЯТОЧНАЯ ШПОРА



• **Лимфостаз**



• **Акромегалия**

- СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
- УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
- КОМПЕНСАЦИЯ УКОРОЧЕНИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
- ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
- ФИКСАЦИЯ СТОПЫ ИЛИ ЕЕ СЕГМЕНТА В (КОРРИГИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ)

Обувь идёт в комплекте с ортопедической стелькой с «эффектом памяти», которую при необходимости можно заменить на индивидуальную. Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - велюр,

Подкладка - микрофибра

Подошва - микропористая резина

Размерный ряд: 36-46

Медицинские показания:

Лимфостаз, Слоновость, Отёчность,

Начальный синдром "диабетической стопы», д

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия



САНДАЛИИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

82406

Обувь идёт в комплекте с ортопедической стелькой с «эффектом памяти», которую при необходимости можно заменить на индивидуальную. Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - велюр,

Подкладка - текстиль, микрофибра,

Подошва - микропористая резина

Размерный ряд: 36-46

Медицинские показания:

Лимфостаз, Слоновость, Отёчность,

Начальный синдром "диабетической стопы», диабет.

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия



САНДАЛИИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

82405

Обувь идёт в комплекте с ортопедической стелькой с «эффектом памяти», которую при необходимости можно заменить на индивидуальную. Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - натуральная кожа, нубук,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва, микропористая резина

Размерный ряд: 39-42

Медицинские показания:

Лимфостаз, Слоновость, Отёчность,

Начальный синдром "диабетической стопы», диабет.

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

9113



Обувь идёт в комплекте с ортопедической стелькой с «эффектом памяти», которую при необходимости можно заменить на индивидуальную. Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральная кожа, нат. мех, байка

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 39-45

Медицинские показания:

Лимфостаз, Слоновость, Отёчность,

Начальный синдром "диабетической стопы», диабет.

Хирургическая раскрываемость.

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

ПОЛУБОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

92331



Обувь идёт в комплекте с ортопедической стелькой с «эффектом памяти», которую при необходимости можно заменить на индивидуальную. Минимальное количество швов во внутренней части изделия позволит избежать мозолей и дискомфорта, что важно для диабетической стопы с частичной потерей чувствительности.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - микропористая резина,

Размерный ряд: 36-46

Медицинские показания:

,сахарный диабет с умеренным риском синдрома диабетической стопы,

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

ПОЛУБОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 9119



Модель выполнена из натуральной эластичной кожи, со смягчением, без подноски. Деликатный текстильный материал подкладки (микрофибра) с антимикробной пропиткой обеспечивает высокие гигиенические показатели, а особый крой, почти исключая швы, позволяет избежать повреждений стопы при носке.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральная кожа, байка, шерсть,

Подошва - микропористая резина, формированная подошва,

Размерный ряд: 36-46

Медицинские показания:

,сахарный диабет с умеренным риском синдрома диабетической стопы,

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 9117



Конструкция колодки и особый крой позволяют избежать ощущения сдавленности и дискомфорта.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - микропористая резина

Размерный ряд: 39-45

Медицинские показания:

Начальный синдром "диабетической стопы», диабет.

ПОЛУБОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 9503

88

Диабетическая стопа
(1-111 степени)

Лимфостаз



Акромегалия





МУЖСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ НА ПЛОСКОСТОПИЕ И ВАЛЬГУСНУЮ СТОПУ

ОБУВЬ:

- x ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ С ЭЛАСТИЧНЫМИ ВСТАВКАМИ В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ СТОПЫ
- x С УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД ПЯТКУ ИЛИ ПЯТОЧНЫМ АМОРТИЗАТОРОМ
- x С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- x С ШИРОКОЙ ОКРУГЛОЙ ФОРМОЙ НОСКА
- x С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ
- x С КАБЛУКОМ 1-4 СМ

СТЕЛКИ:

- x СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ) С МЯГКОЙ ВЫКЛАДКОЙ СВОДОВ СТОПЫ
- x С МЕТАТАРЗАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ
- x ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ



x **Плосковальгусная стопа**



x **Полая стопа**



**Деформации и сгибательная контрактура
пальцев стопы**



x **Отвисающая стопа**



x **Варусная, поло-варусная стопа**



Паралитическая стопа



**Эквинусная стопа
Косолапость**

- x РАЗГРУЗКА ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН СТОПЫ
- x СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
- x СНЯТИЕ ДИСКОМФОРТА
- x УЛУЧШЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ
- x УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
- x ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- x ЗАЩИТА ДЕФОРМИРОВАННЫХ СЕГМЕНТОВ СТОПЫ
- x ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ
- x СНИЖЕНИЕ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Полуботинки из натуральной кожи на "велькро".
Удобные застежки "велькро" на резинках обеспечивают широкую раскрываемость и крепко фиксируют ногу в удобном положении.
Вкладная анатомическая стелька помогает расслабить стопу и снять излишнее напряжение.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 40-45

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при плоско-вальгусной стопе, продольном, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени, на протез.

88

Плосковальгусная стопа

Варусная, поло-варусная стопа



КРОССОВКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 9215

Полуботинки мужские на шнурках спортивного вида с широкой раскрываемостью. Благодаря широкой раскрываемости эту модель очень просто обувать, а шнурки позволяют легко адаптировать её под стопу. Обувь имеет вкладную профилактическую стельку, которая может быть заменена на индивидуальную.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 40-45

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при плоско-вальгусной стопе, продольном плоскостопии 1-11 степени, на протез, для профилактики плоскостопия.

88

Плосковальгусная стопа

Косточка

Варусная, поло-варусная стопа



КРОССОВКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 9122

Модель из мягких натуральных кож отлично подходит для повседневной носки.

Верх - натуральная кожа,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва,

Размерный ряд: 40-45

Медицинские показания:

Плоско-вальгусная установка стоп,

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст.

КРОССОВКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 9160

88

Плосковальгусная стопа

Косточка

Варусная, поло-варусная стопа



Полуботинки увеличенной полноты из натуральной кожи (нубука). Шнуровка позволяет адаптировать обувь под себя. Обувь имеет вкладную профилактическую стельку, которая может быть заменена на индивидуальную.

Верх - натуральная кожа, замша,

Подкладка - натуральная кожа,

Подошва - формованная подошва, микропористая резина

Размерный ряд: 39-42

Медицинские показания:

Патологическая установка стоп при ДЦП,

Плоско-вальгусная установка стоп,

Продольное плоскостопие 1, 11, 111 ст.

88

Плосковальгусная стопа

Косточка

Варусная, поло-варусная стопа

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 9229



Ботинки ортопедические мужские на шнурках. Шнуровка помогает адаптировать обувь под себя, а молния избавляет от необходимости шнуровать ботинки каждый раз при обувании.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - байка, нат. мех,
Подошва - формованная подошва,
Размерный ряд: 39-45

Медицинские показания:

Обувь имеет вкладную профилактическую стельку, которая может быть заменена на индивидуальную. Обувь рекомендуется при плоско-вальгусной стопе, продольном плоскостопии 1-11 степени, обуви на протез, для профилактики плоскостопия

88

Плосковальгусная стопа

Косточка

Варусная, поло-варусная стопа

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 9216



Конструкция колодки и особый крой позволяют избежать ощущения сдавленности и дискомфорта.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - байка, нат. мех,
Подошва - формованная подошва,
Размерный ряд: 39-45

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при продольном, продольно-поперечном плоскостопии 1-11 степени, для профилактики плоскостопия.

88

Плосковальгусная стопа

Косточка

Варусная, поло-варусная стопа

БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 9187



Мужские зимние ботинки на велкро. Застежка позволяет адаптировать обувь на любой подъем и надежно зафиксировать стопу в правильном положении.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - байка, мех,
Подошва - формованная подошва,
Размерный ряд: 36-45

Медицинские показания:

Обувь рекомендуется при вальгусной деформации большого пальца стопы - деформация «hallux valgus» 1-111 степени,

88

Плосковальгусная стопа

Косточка

Варусная, поло-варусная стопа



ЖЕНСКИЕ БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 9115

Ботинки ортопедические мужские на шнурках. Шнуровка помогает адаптировать обувь под себя, а молния избавляет от необходимости шнуровать ботинки каждый раз при обувании.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - байка, натуральный мех,
Подошва -формованная подошва"
Размерный ряд: 39-45

Медицинские показания:

Обувь имеет вкладную профилактическую стельку, которая может быть заменена на индивидуальную. Обувь рекомендуется при плоско-вальгусной стопе, продольном плоскостопии 1-11 степени, обувь на протез, для профилактики плоскостопия

88

Плосковальгусная стопа

Косточка

Варусная, поло-варусная стопа



БОТИНКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 9230

Чехол для ног

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - натуральная кожа,
Подошва - натуральная кожа,
Размерный ряд: 39-45
Медицинские показания:

ЧЕХОЛ ДЛЯ НОГ

88

Плосковальгусная стопа

Косточка

Варусная, поло-варусная
стопа



Чехол для ног.

Верх - натуральная кожа,
Подкладка - байка, натуральный мех,
Подошва - натуральная кожа,
Размерный ряд: 39-45
Медицинские показания:

ЧЕХОЛ ДЛЯ НОГ

88

Плосковальгусная стопа

Косточка

Варусная, поло-варусная
стопа




**В САЛОНЕ "ОРТОМОДА"
МОЖНО КУПИТЬ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ ПО**

**ЭЛЕКТРОННОМУ
СЕРТИФИКАТУ**

ответим на любой вопрос:
+7 966 025-06-69
orthoped@orthomoda.ru

Принимаем клиентов по адресу: Москва, Волгоградский пр. 4, 2



Использование электронного сертификата (ЭС) потребителем на ТСР

Как выпустить ЭС?

Оформить электронный сертификат можно при личном визите в отделения ФСС и МФЦ, а также дистанционно через портал Госуслуг.




**МОИ
ДОКУМЕНТЫ**
только для зарегистрированных
и муниципальных ТУ/ЛПУ

Кто может получить ЭС?

Технические средства и услуги реабилитации (ТСР) предоставляются инвалидам; ветеранам; льготным категориям граждан, которым положены ТСР.

Как приобрести ТСР по сертификату от ОРТОМОДА: клиентский путь*



Зайти на сайт каталога ТСР, от www.tsr.fss.ru. Изучить перечень ТСР компании Ортомодо, для удобства напишите в графу поиска, например: «Ортомодо» или «ботинки Ортомодо» (то изделие, которое Вам необходимо Ортомодо)

Перейти в карточку товара выбранного изделия и УЗНАТЬ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ: СУММУ ВОЗМЕЩЕНИЯ, АДРЕС КОМПАНИИ И ПР.

По номеру **8 495 255 55 24** записаться на прием к врачу-ортопеду для выбора и приобретения ТСР.


В назначенный день прийти к врачу-ортопеду по адресу: **Волгоградский пр. 4, 2**

Выбрать изделие и оформить заказ, Ортомодо проверяет соответствие выбранного ТСР выданному сертификату в НСПК и получает одобрение/отказ. В случае успешной проверки оплата производится.



Информация о купленных ТСР по сертификату отображается на Госуслугах.

Остались вопросы звоните: 8 (495) 255 55 24

*на примере реализации сайта каталог ТСР



Поставьте ногу в тонком носке на лист бумаги, расположенный на ровной поверхности, и обведите стопу по контуру. Карандаш при этом следует держать перпендикулярно плоскости бумаги. Рис 2.



1. Обхват в пучках. Измерение обхвата в пучках производят вокруг стопы в самом широком месте, у основания пальцев. Рис 1.

2. Обхват подъема (прямой взъем). Измерение обхвата в прямом взъеме производят вокруг стопы через вершину продольного свода (середина геленочной части) и точку подъема. Рис 1.

3. Косой обхват (косой взъем). Измерение обхвата косого взъема производят через выпуклую часть пятки и через выступающую точку таранной кости. Рис.1

4. Обхват лодыжки. Измерение обхвата лодыжки производится по выступающим косточкам. Рис. 1

5. Обхват в самой узкой точке лодыжки производится параллельно опорной поверхности.

И т.д. через каждые 2см. до конечной высоты обуви. Рис.1

Обязательно ставить риски на абрисе стопы в мерках обхвата пучков и обхвата подъема. Рис.2

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАКАЗ ОБУВИ




Частный клиент

Необходимость в ортопедической обуви



2-3 дня
назначается
день приема

Прием клиента,
партнера,
регистрация,
оплата (аванс)



Передача заказа
в производство



1
день

2
недели

Изготовление
основной пары

3-10
дней

Отправка
и примерка
макета

2
недели



доставка

3-10
дней



Получение
обуви клиентом

Специалист по обслуживанию
дистанционных заказов «Ортомода»
Ваш помощник
8 (495) 255 55 24
www.orthomoda.ru @ orthomoda

Итого:
до 45 дней



- Заказ ортопедической одежды и обуви
- Консультация врача ортопеда
- Ортопедические стельки

Ортопедические салоны "Ортомода"

Москва

м. Текстильщики	Волгоградский пр-кт 42	+7(495) 255 55 24
м. Сокольники	Сокольническая площадь 9А	+7(495) 637 68 41

Московская область

г. Дмитров	Загорская 30, ТЦ "Сергиевский"	+7(499) 277 70 76
г. Егорьевск	ЖК "Европейский", 5-мкр.16	+7(495) 255 55 24
г. Коломна	Октябрьской революции 366/2	+7(499) 130 84 17

+7 (495) 255 55 24
+7 (495) 951 65 63
www.orthomoda.ru